

71179 ADAMS A1c Calibrator – příbalový leták

Použití

ADAMS A1c kalibrátor je určen výhradně pro kalibraci analyzátoru ADAMS A1c HA-8160. Slouží pro dvoubodovou kalibraci použitím High a Low kalibrátorů rozdílných koncentrací.

Obsah balení

ADAMS A1c Calibrator Low	:	Ekvivalent	6ml x 3 lahvičky
ADAMS A1c Calibrator High	:	Ekvivalent	6ml x 3 lahvičky
ADAMS A1c Calibrator Diluent	:		15ml x 3 lahvičky

Příprava

Před přípravou nechte kalibrátory (Low a High) vytemperovat na pokojovou teplotu. Přidejte přesně 6ml Diluentu do každého kalibrátoru a uzavřete víčkem. Nechte lahvičky při pokojové teplotě asi 10 minut a potom je několikrát převraťte dnem vzhůru, až je kalibrátor dokonale rozpuštěný. (Lahvičkou netřepejte, aby se nevytvořila pěna!)

Skladování a stabilita

Neotevřené kontroly uchovávejte při teplotě 2-8°C a spotřebujte do data expirace.

Připravené kontroly uchovávejte při teplotě 2-8°C a spotřebujte do 8 hodin od přípravy.

Použití po delší době nezaručuje správné výsledky.

Upozornění

Potřísněnou pokožku, ústa nebo oči okamžitě opláchněte vodou. V případě obtíží vyhledejte lékaře.

Tento materiál je vyroben z krve negativně testované na HBs antigen, HIV-1, HIV-2 a HCV protilátky. Přesto s ním však zacházejte jako s potenciálně infekčním.

Další opatření

Pro zabránění bakteriální kontaminace uchovávejte i neotevřené lahvičky při teplotě 2-8°C.

Materiál se dodává v lyofilizované formě ve vakuovaných lahvičkách. Otevírejte proto lahvičky pomalu a opatrně, aby nedošlo k rozsypání obsahu. Zamezte ztrátě materiálu, který může ulpívat na víčku.

Nepoužívejte připravenou kontrolu, jestliže dojde k jejímu zakalení nebo k bakteriální kontaminaci.

Nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obale.

Referenční hodnoty

Referenční hodnoty se mohou měnit podle šarží. Před použitím tyto hodnoty vždy překontrolujte.

Likvidace

Likvidujte jako biologický odpad dle příslušných nařízení.

Materiál

Lahvičky jsou zhotoveny z následujících materiálů:

<u>Kalibrátory:</u>	Lahvička	Sklo	<u>Diluent:</u> Lahvička	Polypropylen
	Víčko	Polypropylen	Víčko	Polypropylen
	Zátka	Butylová pryž		

Určeno pouze pro IN VITRO diagnostiku.

VÝROBCE

ARKRAY, Inc.

57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO,
MINAMI-KU, KYOTO, JAPAN