

Močový analyzátor



arkray

THINKA RT-4010

- suchá chemie
- výsledek do 1 minuty
- glukóza, protein, albumin, bilirubin, creatinin, pH, krev, nitrity, leukocyty (pes)
- UPC ... poměr bílkoviny a kreatininu pro detekci poškození ledvin v ranném stadiu



Analyzátor amoniaku



arkray

PocketChem BA PA-4140

- suchá chemie - reagenční stripy AmmoniaTestKit
- výsledek do 3,5 minuty
- měří z 20µl plné krve (kapilární odběr)
- rozsah 8- 285 µmol/l

Glukometr



arkray

X-METER

- analýza z plné krve
- výsledek během 5 vteřin
- měří pouze z 0,3 µl krve
- 0,6 - 33,3 mmol/l
- možnost stažení dat do PC
- velký display

Laktátoměr




arkray

Lactate Pro2

- analýza z plné krve
- výsledek během 15 vteřin
- měří pouze z 0,3 µl krve
- rozsah 0,5 - 25 mmol/l
- možnost stažení dat do PC
- velký display

Krevní skupiny koček



RapidVet H IC Feline

- imunochromatografie
- z kapky krve
- výsledek do 10-15 minut

Krevní vaky



Krevní vaky JMS pro autotransfuzi

- antikoagulant CPDA-1
- 150ml
- 250ml
- 350ml
- 450ml