

Aution Eleven AE-4020

- poloautomatický semikvantitativní močový analyzátor – obsluha pouze ponoří diagnostický proužek do vzorku moči a položí na podavač

- pro levou ruku



- pro pravou ruku



- doba jednoho měření je 7 sekund, kapacita 514 testů/hod.
- používá originální reagenční stripy Aution STICKS (7-10 měřených parametrů)
- měřené parametry: GLU, KET, BIL, NIT, PRO, URO, pH, krev, LEU, Spec.grav.
- barevný tón–23 odstínů, indikace abnormálního zabarvení (po použití léků/drog)
- grafické označení pozitivních výsledků
- reflektační metoda, LED lampa, 4 vlnové délky (430,565,635,760 nm)
- odpadník na použité stripy, odsávací polštářek na přebytečnou moč
- jednoduchá údržba – výklopný kryt



- teplotní kompenzace umožňuje měřit v teplotách od 10 – 30 C°
- integrovaná termotiskárna
- paměť na 520 výsledků
- přenos výsledků do PC (RS-232), možnost napojení na LIS
- možnost připojení čtečky čárkového kódu
- rozměry: 210mm(šířka), 328mm(hloubka), 164mm(výška), váha 3,6 kg