

arkray

# LACTATE PRO 2

VELMI MALÝ, SNADNO OVLADATELNÝ, PŘESNÝ A VELMI SPOLEHLIVÝ  
LAKTÁTOVÝ ANALYZÁTOR

- analýza laktátu z plné krve
- minimální potřebný objem vzorku pouze 0,3 µl
- rozsah měření 0.5 ~ 25.0 mmol/L
- vysoká rychlost měření
  - výsledek během 15 sekund
- paměť na 330 výsledků
- technicky vylepšený
- automatická kalibrace
- nový moderní design
- snadná obsluha
- externí USB výstup
- rozměry
  - 100 (V) x 50 (Š) x 12 (H) mm



Název produktu	Popis produktu	Počet ks v 1 balení	Cena bez DPH (Kč)
Lactate Pro 2	Samostatný přístroj	1	9 000
Lactate Pro 2 Test Strips	Testovací proužky	25	1 000
Multilancet II	Lancetové pero	1	260
Lancet 50 pcs	Lancety	50	165
Lancet 200 pcs	Lancety	200	345

