



Osmo Station OM-6060



- plně automatický osmometr, založený na principu měření teploty bodu tuhnutí kapaliny - *Ultra Super Cooling Method*
- vysoká přesnost měření (CV < 1%); velmi tichý provoz
- doba měření jednoho vzorku: 2-3 minuty; spotřebované množství vzorku: 200 µl
- stojánek na 5 vzorků – měření z keřů
- tři nebo dvoubodová kalibrace umožňuje velmi široké použití přístroje
- rozsah měření: 0 – 2500 mOsm
- integrovaná termotiskárna a čtečka čárového kódu
- paměť na 500 výsledků
- externí výstup RS-232C případně Ethernet, možnost napojení na všechny LIS
- rozměry: 320 mm (šířka), 355 mm (hloubka), 340 mm (výška), hmotnost 19 kg

MEDISTA
spol. s r.o.

U Krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



MEDISTA

Tel.: 241 444 525

241 444 637

241 444 668

Fax: 241 445 980

E-mail: medista@medista.cz

URL: <http://www.medista.cz>