



## Ammonia Checker II PA-4130

- přenosný, vysoce přesný analyzátor krevního amoniaku, pracující na principu suché chemie, celosvětově v provozu > 3.000 přístrojů



- minimální množství vzorku: 20ul (plná krev), možnost kapilárního odběru
- doba měření jednoho vzorku: 3 min 20 sec, při kontinuálním měření: 15 sec
- rozsah měření: 10 – 400 N-ug/dl (SI: 7 - 286 umol/l)
- provoz na 2 tužkové baterie – umožňuje ambulantní vyšetření
- kalibrace zadáním faktoru dané šarže reagenčních stripů
- volitelně integrovaná termotiskárna +AC adaptér
- paměť na 50 výsledků
- externí výstup RS-232C, možnost napojení na všechny LIS
- rozměry: 125mm(šířka), 87mm(hloubka), 31mm(výška), váha cca. 230g

**Cena přístroje: 25.725,- Kč bez DPH**

- reagenční stripy Ammonia Test Kit II, balení po 50 ks, expirace 18 měsíců, stripy baleny jednotlivě, součástí balení sada pro 50 odběrů kapilární krve

**Cena stripů: 3.950,- Kč bez DPH, tj. 79,- Kč / ks**

- *přístroj rádi zapůjčíme k bezplatnému odzkoušení*

MEDISTA  
spol. s r.o.  
U kréské vodárny 939/1a  
140 00 Praha 4  
Czech Republic



tel.: 241444525  
241444668  
Fax: 241445980  
medista@medista.cz  
www.medista.cz