

arkray

PocketChem™ BA

PA-4140



- vysoce přesný přenosný analyzátor krevního amoniaku na principu suché chemie
- minimální množství vzorku 20 µl (plná krev), možnost kalipárního odběru
- rychlost měření: 200 sekund/test
- rozsah měření: 10 – 400 N - µg/dl (8 – 285 µmol/l)
- provoz na 2 tužkové baterie (AA) – umožňuje ambulantní vyšetření
- jednoduchá kalibrace zadáním faktoru dané šarže reagenčních stripů
- volitelně integrovaná termotiskárna + AC adaptér
- paměť na 50 výsledků
- externí výstup RS-232C, možnost napojení na všechny LIS
- rozměry: 125 mm (šířka), 133 mm (hloubka), 36 mm (výška); hmotnost 180 g

Cena přístroje: 26 000,- Kč bez DPH

- reagenční stripy **Ammonia Test Kit II**, balení po 50 ks, expirace 18 měsíců, stripy baleny jednotlivě, součástí balení sada pro 50 odběrů kapilární krve

Cena stripů: 3 950,- Kč bez DPH, tj. 79,- Kč/ks