



SPOTCHEM EL SE-1520

- automatický analyzátor iontů (Na, K, Cl)
- používá jednorázové cartridge (princip potenciometrie, ion-selektivní elektrody)
- měření z moči, séra, plasmy nebo z plné krve
- potřebné množství vzorku: 22ul
- expirace cartridge: 18 měsíců (balení po 50-ti ks., včetně referenčního)
- doba měření jednoho vzorku: 1 minuta



- snadná kalibrace magnetickou kartou
- zabudovaná termotiskárna pro výstup výsledků
- paměť na 50 výsledků
- přenos výsledků do PC (RS-232), možnost napojení na LIS
- možnost připojení čtečky čárového kódu
- rozměry: 135mm(šířka), 225mm(hloubka), 138mm(výška)
- váha 1,5 kg

Cena přístroje: 131.000,- Kč bez DPH (5%)

Cena vzorku (Na+K+Cl): 65,- Kč bez DPH (22%)

MEDISTA
spol. s r.o.
U Krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



Tel.: 241 444 525
241 444 668, 637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz