

DIRUI

H-500

Poloautomatický analyzátor pro vyhodnocení močových proužků



- Rychlost 514 proužků/h , paměť na 2 000 výsledků
- Velká dotyková LCD obrazovka, integrovaná termotiskárna
- Možnost připojení čtečky čárových kódů a připojení na LIS
- Automatická korekce výsledků vzhledem k teplotě, pH, hustotě a zabarvení
- Silný zdroj studeného světla a měření při 4 vlnových délkách – vysoká citlivost, přesnost, specificita a redukce okolního světla
- Měřené parametry (v závislosti na zvoleném typu proužku):
 - urobilinogen, bilirubin, ketony, krev, bílkovina, nitrity, leukocyty, glukóza, specifická hmotnost, pH, mikroalbumin, kyselina askorbová, kreatinin, vápník
- Rozměry: 380 x 378 x 275 mm; hmotnost 6,8 kg