



**ARKRAY, Inc.**


57 NISHI AKETA-CHO, HIGASHI-KUJO.  
MINAMI-KU, KYOTO 601-8045, JAPAN  
TEL +81-75-672-5311 Fax +81-75-662-8950  
URL <http://www.arkray.co.jp>

Datum: 28. února 2006

Doporučení:

Tímto se potvrzuje, že naše systémy pro analýzu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) odpovídají IFCC standardu, jak je uvedeno v následujícím schématu.

**Schéma návaznosti:**



IFCC kalibrátor (1) je stanoven za použití Primárního kalibračního materiálu a Určovací metody IFCC. Referenční metoda ARKRAY je kalibrována pomocí IFCC kalibrátoru (1). IFCC hodnota ARKRAY kalibrátoru (2) je stanovena za použití Referenční metody ARKRAY.

\*Referenční metoda ARKRAY byla posouzena v rámci kontrolního programu IFCC a byla ohodnocena jako Vynikající v kategoriích Odchylka od IFCC normy, Reprodukovatelnost a Linearita.

Tomohide Onishi  
Manager  
Quality & Safety Management Office  
ARKRAY Factory, Inc.  
1480 Koji, Konan-cho, Koka, Shiga 520-3306, JAPAN