



arkray

Lactate Pro 2



analyzátor laktátu



měří z kapky krve (0,3 μ l)



rozsah 0,5-25 mmol/l



výsledek již za 15 sec



paměť na 330 výsledků



výstup do PC



snadná obsluha, příznivá cena



MEDISTA spol.s r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Czech Republic
www.medista.cz

 **MEDISTA**

Tel.: 241 444 525
241 444 668
241 444 637
Fax: 241 445 980
medista@medista.cz