

CD-Chex[®] Plus

Kontrolka plné krve pro imunofenotypizaci



Kontrolka plné krve

CD-Chex Plus je kontrola vyrobená z leukocytů a erytrocytů lidské krve, určená ke kompletní kontrole procedury měření. Na rozdíl od čerstvého vzorku plné krve, CD-Chex Plus je stabilní 90 dní a poskytuje reprodukovatelná data při denní kontrole kvality imunofenotypizačních procedur.

CD-Chex Plus nabízí kontrolu 26 nejběžnějších lymfoidních a myeloidních CD markerů. CD34 pozitivní buňky jsou k dispozici v hladině, která napodobuje normální krev, a také v hladině CD4 Low, která imituje sníženou úroveň těchto buňek (~ 200 buňek/10L).

STATS[®]

Streck nabízí svým zákazníkům zdarma zapojení se do mezilaboratorního systému kontroly kvality. STATS poskytuje jednoduchý vstup dat šetřící čas a náležitě osvědčení. Data mohou být zadávána dopisem, faxem, e-mailem. Uživatelé STATS mají nyní přímý přístup k výsledkům na www.streck.com. STATS-Link[®] účastníci obdrží e-mailem upozornění, že jejich report je online k dispozici.



Novinka! CD-Chex[®] Plus v propichovatelných náběrovkách :

CD-Chex[®] Plus je nyní k dispozici v plastových propichovatelných náběrovkách.. Toto nové balení je kompatibilní s BD FACS[™] Sample Prep Assistant pro automatické zpracování vzorků.

- Propichovatelný uzávěr umožňuje analýzu v uzavřeném systému
- Plastová náběrovka zvyšuje bezpečnost obsluhy

CD-Chex Plus	Katalog.č.
Skleněná náběrovka:	
1x2.5ml CD-Chex Plus (Normal)	213325
2x2.5ml CD-Chex Plus (Normal)	213326
5x2.5ml CD-Chex Plus (Normal)	213327
8x2.5ml CD-Chex Plus (Normal)	213333
1x2.5ml CD-Chex Plus CD4 Low	213330
2x2.5ml CD-Chex Plus CD4 Low	213331
5x2.5ml CD-Chex Plus CD4 Low	213332
2x2.5ml CD-Chex Plus (L,N)	213340
4x2.5ml CD-Chex Plus (L,N)	213341
10x2.5ml CD-Chex Plus (L,N)	213344

CD-Chex Plus	Katalog.č.
Plastová propichovatelná náběrovka:	
2x3.0ml CD-Chex Plus (Normal)	213365
5x3.0ml CD-Chex Plus (Normal)	213367
2x3.0ml CD-Chex Plus CD4 (Low)	213366
5x3.0ml CD-Chex Plus CD4 (Low)	213368
2x3.0ml CD-Chex Plus (L,N)	213391
4x3.0ml CD-Chex Plus (L,N)	213369
10x3.0ml CD-Chex Plus (L,N)	213370

Skladování :

2° - 10 °C

Stabilita v uzavřeném stavu 90 dní

Stabilita po otevření 30 dní

Výhody CD-Chex Plus

CD-Chex Plus vyšetří přesnost a reprodukovatelnost posloupnosti všech kroků pužitých při analýze vzorku – imunofenotypizaci :

- Uspokojí požadavky kontroly kvality CAP a CDC
- Poskytuje dvě hladiny CD4+ T-buněk
- Prověří mAb reagentie
- Prověří validnost přístroje
- Prověří postup obsluhy
- Prověří lyzační proces RBC

Streck

Clinical Laboratory Products You Can Count On.

Značky a jména přístrojů jsou obchodními značkami jejich držitelů

MEDISTA
spol. s r.o.
U krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic

 **MEDISTA**

tel.: 241444525
241444668, 241444637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz