



Retic-Chex[®] II Control

Kontrolka pro ověření přesnosti stanovení retikulocytů

Manuální a automatická kontrola

- vyrobena z červených krvinek lidské krve
- retikulocyty jsou podobné těm, které se nacházejí v pacientském vzorku, a proto mohou být jednoduše detekovány a počítány
- Retic Chex II může být použit pro kontrolu přesnosti a správnosti automatické i manuální metody

Vhodné balení

- plastové lahvičky s kapátkem pro manuální metodu
- skleněné lahvičky pro automatickou metodu

Retic-Chex Linearity

- Streck také nabízí produkty pro kontrolu linearity automatického měření retikulocytů
- Retic-Chex Linearity je užíván pro stanovení lineárního rozsahu a kontrolu správnosti parametrů retikulocytů

STATS[®]

Streck nabízí svým zákazníkům zdarma zapojení se do mezilaboratorního systému kontroly kvality. STATS poskytuje jednoduchý vstup dat šetřící čas a náležitě osvědčení. Data mohou být zadávána dopisem, faxem, e-mailem. Uživatelé STATS mají nyní přímý přístup k výsledkům na www.streck.com. STATS-Link[®] účastníci obdrží e-mailem upozornění, že jejich report je online k dispozici.



Automatická metoda :

- BD Biosciences FACS[™] Series
- Beckman Coulter[®] EPICS XL[™], STKS[™], MAXM[™], HmX^f
- Abbott CELL-DYN[®] 3500, 3700,4000

Manuální metoda :

- Miller okulár
- dvě sklíčka

Typické hladiny retikulocytů v Retic-Chex II :

Level 1.....	1,5% - 2,0%
Level 2.....	3,9% - 5,8%
Level 3.....	7,8% - 10,0%

Stabilita :

Retic-Chex II

V uzavřeném stavu 75 dní
Po otevření 14 dní

Retic-Chex Stain

V uzavřeném stavu 12 měsíců
Po otevření 14 měsíců

Katalog. č.	Retic-Chex II	Cena
285102	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 1, Plastic)	1 700,- Kč
285202	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 2, Plastic)	1 700,- Kč
285302	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 3, Plastic)	1 700,- Kč
285104	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 1, Plastic)	2 960,- Kč
285204	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 2, Plastic)	2 960,- Kč
285304	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 3, Plastic)	2 960,- Kč
285106	6x1.0ml Retic-Chex II (Level 1,2 & 3, Plastic)	4 120,- Kč
285101	3x1.0ml Retic-Chex II (LV 1,2,3) + 1x3.0ml Stain	2 910,- Kč
285410	2x15ml Retic-Chex Stain	2 546,- Kč
285507	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 1, Glass)	1 700,- Kč
285508	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 2, Glass)	1 700,- Kč
285509	2x1.0ml Retic-Chex II (Level 3, Glass)	1 700,- Kč
285510	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 1, Glass)	2 960,- Kč
285511	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 2, Glass)	2 960,- Kč
285512	4x1.0ml Retic-Chex II (Level 3, Glass)	2 960,- Kč
285506	6x1.0ml Retic-Chex II (Level 1,2 & 3, Glass)	4 120,- Kč

Ceny jsou bez DPH.

Streck
Clinical Laboratory Products You Can Count On.

U.S. Patents 5,432,089

MEDISTA
spol. s r.o.
U krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



tel.: 241444525
241444668, 241444637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz