

MAS Immunology

TEKUTÁ KONTROLA PRO IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ

- tekutá forma → přímo k použití (bez přípravy)
- základem lidské sérum
- ideální pro nefelometrické přístroje, rovněž i pro immunochemické analyzáto
- program mezilaboratorního srovnávání výsledků Lab Link xL QAP dostupný všem uživatelům
- expirace
 - 24 měsíců při 2 °C až 8 °C
 - 30 dnů po otevření při 2 °C až 8 °C
- 3 klinicky významné hladiny



Název produktu	Level	Velikost balení	Kód produktu
MAS Immunology	Level 1	6 x 3 ml	IC-101
	Level 2	6 x 3 ml	IC-202
	Level 3	6 x 3 ml	IC-303

ADNase B¹	Antithrombin III	Haptoglobin	Prealbumin
Albumin (BCG)	Beta-2-Microglobulin	IgA	Properdin Factor B
Albumin (BCP)	C3 Complement	IgE	Rheumatoid Factor
Alpha-1-Glycoprotein Acid	C4 Complement	IgG	Total Protein
Alpha-1-Antitrypsin	C-Reactive Protein	IgM	Transferrin
Alpha-2-Macroglobulin	Ceruloplasmin	Kappa Light Chain	
Antistreptolysin O (ASO)	Ferritin¹	Lambda Light Chain	

¹Bez cílových hodnot