

MAS UA DipTube

TEKUTÁ KONTROLA PRO ROZBOR MOČI POMOCÍ STRIPŮ

- tekutá forma → přímo k použití (bez přípravy)
- základem lidská moč
- cílové hodnoty pro většinu reagenčních stripů a přístrojů
- zahrnuje deset běžně testovaných namáčecích testů **plus** Microalbumin, Creatinine a hCG
- vhodnější DipTube formát
- expirace
 - 24 měsíců bez otevření při 2 °C až 8 °C
 - 8 týdnů (20 namočení) po otevření (2 °C až 8 °C)
 - 2 týdny (10 namočení) po otevření (18 °C až 25 °C)
- 2 hladiny



Název produktu	Level	Velikost balení	Kód produktu
MAS UA DipTube	Multi-Pack, Bi-Level	10 x 12 ml	UAT-MP

Appearance	Glucose	Nitrite	Red Cells (Urine Test)
Bilirubin	hCG	Osmolality	Sodium
Blood	Hemoglobin (Urine Test)	pH	Specific Gravity
Colour	Ketones	Potassium	Urobilinogen
Creatinine	Leukocyte Esterase	Protein	White cells (Urine Test)
Crystals	Microalbumin	Protein to Creatinine Ratio	