



GEM[®] family

ACIDOBAZICKÉ ANALYZÁTORY PRO POCT



 **Instrumentation
Laboratory**
A Werfen Company



◆ Systém  -automatická kontroly kvality

◆ Všechny analytické komponenty – senzory, roztoky, nasávací jehla, odpadní vak atd. jsou v jediné kazetě.



MĚŘENÉ PARAMETRY

◆ pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, iCa⁺⁺, Cl⁻, Glu, Lac, Hct, tHb, O₂Hb, COHb, MetHb, HHb, Total Bili, sO₂m

POČÍTANÉ PARAMETRY

◆ BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca⁺⁺ (7.4), Anion gap, P/F ratio, pAO₂, CaO₂, CvO₂, p50, O₂cap, sO₂, O₂(c), HCO₃-std, HCO₃-(c), A-aDO₂, paO₂/pAO₂, RI, CcO₂, a-vDO₂, Q_{sp}/Q_t(est), Q_{sp}/Q_t, Hct(c)



Silní partneři pro oblast
Acute Care Diagnostics.



MEDISTA, spol. s r.o.
Dělnická 12
Praha 7, 170 00
Czech Republic
www.medista.cz



Tel: 241 444 525
241 444 637
241 444 668
Fax: 241 445 980
medista@medista.cz