

Příbalová informace

(datum revize: 28.4.2009)

· **Údaje k produktu**

· **Obchodní označení:**

CyMet NR III, CN Free

· Číslo výrobku: 3486

· Identifikace výrobce/dovozce:

Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500

P.O.Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574

7400 AA Deventer

The Netherlands

· **Obor poskytující informace:** Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

· **Použití:**

Lyzační roztok pro hematologické analyzátory Nihon Kohden

· **Chemická charakteristika:**

· **Popis:** Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

· **Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**

Cas: 1119-94-4 DOTAB Xn, Xi, N; R20/22-36/37/38-51 2.5-10 %

Einecs: 214-290-3

Cas: 6009-70-7 Ammonium Oxalate Xn; R21/22 <2.5 %

Einecs: 214-202-3

· **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě.

· **Všeobecné údaje:**

Skupenství: Kapalná

Barva: Bezbarvá

Zápach (vůně): Bez zápachu

Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C

Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C.

· **Bod vzplanutí:** Nedá se použít.

· **Nebezpečí exploze:** U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· **Tenze par při 20°C:** 23 hPa

· **Hustota při 20°C:** 1 g/cm³

· **Rozpustnost ve / směřitelnost s vodě:** Úplně mísitelná

Organická ředidla: 0,0 %

Voda: 95,2 %

· **Obsah netěkavých složek:** 4,8 %

· **Pokyny pro zacházení:**

· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Pokyny pro skladování:**

· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.

· **Další údaje k podmínkám skladování:** Žádné

· **Uchování:** Roztok uchovávejte při teplotách 15 až 30°C.

· **Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

· **Při styku s kůží:** Tento produkt nemá všeobecně dráždivý účinek na pokožku.

· **Při zasažení očí:** Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

· **Při požití:** Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

· **Pokyny k likvidaci:**

· **Doporučení:** Malá množství se mohou deponovat společně s odpady z domácnosti.

· **Kontaminované obaly:**

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

Další bezpečnostní informace: Viz. Bezpečnostní list

Upozornění:

• Otevřenou reagenii je nutné spotřebovat do 30 dnů.

• Nepoužívejte hemolyzující reagenii po datu spotřeby uvedeném na vnějším obalu reagenie.

• Pro hemolyzující reagenii používejte pouze původní víčko. Koncentrace reagenie se jinak změní a ovlivní měření.

Návod k použití:

1. Koncovku na lyzační reagenii (označena žlutě) připojte k přívodu HEMO 3 na bočním panelu hematologického analyzátoru.
2. Koncovku protáhněte víčkem.
3. Vložte koncovku do nádoby Cymet NR III CN Free .
4. Utáhněte víčko koncovky.