

Příbalová informace

(datum revize: 28.4.2009)

· Údaje k produktu

· Obchodní označení:

Diluid NR

· Číslo výrobku: 3483

· Číslo CAS: 7732-18-5

· Číslo ES (EINECS): 231-791-2

· Identifikace výrobce/dovozce:

Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500

P. O. Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574

7400 AA Deventer

The Netherlands

· **Obor poskytující informace:** Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

· Použití :

Ředící roztok pro hematologické analyzátor Nihon Kohden

· Chemická charakteristika:

· Číslo CAS:

7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity

· Identifikační číslo(čísla)

· Číslo ES (EINECS): 231-791-2

· Všeobecné údaje:

Skupenství: Kapalná

Barva: Bezbarvá

Zápach (vůně): Bez zápachu

Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C

Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Tenze par při 20°C: 23 hPa

· Hustota při 20°C: 1 g/cm³

· Rozpustnost ve / smísitelnost s

vodě: Úplně mísitelná

Organická ředidla: 0,0 %

Voda: 98,4 %

· Pokyny pro zacházení:

· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Pokyny pro skladování:**

· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.

· **Další údaje k podmínkám skladování:** Žádné

· **Uchování:** Rozpouštědlo uchovávejte při teplotách 15 až 30°C.

· **Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

· **Při styku s kůží:** Tento produkt nemá všeobecně dráždivý účinek na pokožku.

· **Při zasažení očí:** Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

· **Při použití:** Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

· Pokyny k likvidaci:

· **Doporučení:** Malá množství se mohou deponovat společně s odpady z domácnosti.

· **Kontaminované obaly:**

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

Další bezpečnostní informace : Viz. Bezpečnostní list

Upozornění :

• Zmrzlé rozpouštědlo zahřejte při pokojové teplotě (15 až 30°C) a dostatečně promíchejte.

• Když teplota rozpouštědla poklesne na méně než 18°C, může ovlivnit rozlišení pětipopulačního diferenciálu WBC, ale nikoliv počet WBC.

Návod k použití :

1. Hadičky na ředící reagentii (označeny modře) připojte k přívodu ISO3 číslo 1 a 2 na bočním panelu hematologického analyzátoru.
2. Hadičky napojte na koncovku.
3. Vložte koncovku do kanystru Diluid NR .
4. Utáhněte víčko koncovky.