

## Příbalová informace

(datum revize: 28.4.2009)

### · Údaje k produktu

#### · Obchodní označení:

## Hypochlorite NR

· Číslo výrobku: 3941, HR2555

· Identifikace výrobce/dovozce:

Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500

P.O.Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574

7400 AA Deventer

The Netherlands

· **Obor poskytující informace:** Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

#### · Použití :

**Čistící roztok pro hematologické analyzátoary Nihon Kohden**

#### · Chemická charakteristika:

· Popis: water based solution

· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

7681-52-9 chlornan sodný obsah aktivního chloru C, N; R 31-34-50 < 2,5%

· **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě.

#### · Všeobecné údaje:

Skupenství: Kapalná

Barva: Bezbarvá

Zápach (vůně): Chlorový

Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C

Teplota (rozmezí teplot) varu: 100°C.

· Bod vzplanutí: Nedá se použít.

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Tenze par při 20°C: 23 hPa

· Hustota při 20°C: 1 g/cm<sup>3</sup>

· Rozpustnost ve / směšitelnost s

vodě: Úplně mísitelná

Organická ředidla: 0,0 %

Voda: 97,8 %

· Obsah netěkavých složek: 0,5 %

#### · Pokyny pro zacházení:

· **Upozornění k bezpečnému zacházení:** Při odborném zacházení nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Pokyny pro skladování:**

· **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.

· **Upozornění k hromadnému skladování:** Neskladovat společně s kyselinami.

· **Další údaje k podmínkám skladování:** Skladovat v chladu

· **Uchování:** Rozpouštědlo uchovávejte při teplotách 15 až 30°C.

· **Všeobecné pokyny:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

· **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

· **Při styku s kůží:** Ihned omýt vodou.

· **Při zasažení očí:**

Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

· **Při požití:**

Vyplachovat ústa a bohatě zapít vodou.

Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

#### · Pokyny k likvidaci:

· **Doporučení:** Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

· **Kontaminované obaly:**

· **Doporučení:** Odstranění podle příslušných předpisů.

· **Doporučený čistící prostředek:** Voda, případně s přísadami čistících prostředků.

**Další bezpečnostní informace :** Viz. Bezpečnostní list

#### Upozornění :

• Dejte pozor, aby čistící prostředek CLEANAC•3 nepřišel do styku s kyselinou. Kontakt s kyselinou může způsobit uvolnění jedovatého plynného chlóru..

• Zmrzlý čistící prostředek zahřejte při pokojové teplotě (15 až 30°C) a dostatečně promíchejte.

#### Návod k použití :

1. Připojte hadičku na čistící prostředek (označena bíle) k přívodu CLN•3 na bočním panelu.
2. Hadičky napojte na koncovku.
3. Vložte koncovku do nádoby čistícího roztoku Hypochlorite NR .
4. Utáhněte víčko koncovky.