



Detergent pro analyzátor močového sedimentu

Příbalový leták

Název	Detergent pro analyzátor močového sedimentu
Specifikace	500 ml x 4
Určení použití	Promytí systému hadiček a průtokové kyvety
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složka	Chlornan sodný

Skladovací podmínky a stabilita

Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém místě, zabraňte přímému slunečnímu záření. Stabilita je 12 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 30 dnů.

Použití pro přístroj Analyzátor močového sedimentu

Použití Viz Uživatelský manuál pro automatický analyzátor močového sedimentu

Požadavky na vzorek Vzorek čerstvé moči bez centrifugace

Ukazatel výkonnosti pH má hodnotu cca 12,10 ± 0,5 při teplotě (25±1) °C

Důležité poznámky

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
2. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

R31: Expozice kyselinám produkuje toxický plyn *R36/38:* Dráždivý pro oči a pokožku

S2: Udržujte mimo dosah dětí









S25: Udržujte z dosahu očí

Na produkt DIRUI nalepte štítek s označením nebezpečnosti, rizikové a bezpečnostní pokyny, které jsou v souladu s nařízeními Evropské unie.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

 Prosim, čtěte uživatelský manuál	 Skladujte při	 Výrobce
 Stupeň nebezpečnosti	 Číslo šarže	 Stabilita do
 V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>		
 Autorizovaný zástupce		

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 12/2012



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands