



Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu

Příbalový leták

Název	Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu
Specifikace	10 L/15L/20L
Určení použití	Roztok obklopí vzorek, tím dojde k vytvoření usměrněného toku částic, a to umožní provést počítání jednotlivých částic močového sedimentu
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složka	PBS pufr, chlorid sodný, EDTA, neiontový surfaktant
Skladovací podmínky a stabilita	Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém místě, zabraňte přímému slunečnímu záření. Stabilita je 18 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 30 dnů.
Použití pro přístroj	Analyzátor močového sedimentu
Použití	Viz Uživatelský manuál pro automatický analyzátor močového sedimentu
Požadavky na vzorek	Vzorek čerstvé moči bez centrifugace
Ukazatel výkonnosti	pH má hodnotu cca $7,55 \pm 0,20$ při teplotě $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$

Důležité poznámky

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
2. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

	Prosím, čtěte uživatelský manuál		Skladujte při		Výrobce
	Stupeň nebezpečnosti		Číslo šarže		Stabilita do
	V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>				
	Autorizovaný zástupce		Katalogové číslo		

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 4/2/2025



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands