

Biochemický analyzátor

SPOTCHEM EZ SP-4430

- automatický biochemický analyzátor používající reagenční stripy
- suchá chemie
- měření z 250µl plné krve nebo ze séra
- integrovaná centrifuga
- doba měření cca 10 min
- snadná kalibrace magnetickou kartou
- termotiskárna pro výstup výsledků
- paměť na 100 výsledků
- měří až 9 parametrů současně, v nabídce 22 různých analytů včetně kombinovaných panelů (jaterní, ledvinový, kardio, veterinární...)
- bezkonkurenčně nejnižší náklady na provoz!



Analyzátor iontů Na⁺, K⁺, Cl⁻

arkray SPOTCHEM™ EL



SPOTCHEM EL SE-1520

- používá jednorázové cartridge E-PLATE
- měření z moči, séra, plasmy nebo z plné krve
- potřebné množství vzorku: 22µl
- doba měření jednoho vzorku: 1 minuta
- termotiskárna pro výstup výsledků
- paměť na 50 výsledků

