



PocketChem™ UA PU-4010



Cena přístroje:

28 000,- Kč
bez DPH (9%)



- Poloautomatický přenosný semikvantitativní močový analyzátor – obsluha pouze ponoří diagnostický proužek do vzorku moči a položí na podavač
- Možnost provozu na baterie: **močová analýza kdekoliv, kdykoli**
- Kapacita 50 testů/hod.
- Používá originální reagenční stripy Aution Sticks (4 až 10 měřených parametrů)
- Měřené parametry s použitím proužků:
 - **Aution Sticks 10EA** - GLU, PRO, BIL, URO, specifická hmotnost, krev, pH, KET, NIT, LEU
 - **Aution SCREEN** - CRE, ALB



- Reflektanční metoda LED, 3 vlnové délky (565, 635, 760 nm)
- Přehledný LCD displej, integrovaná termotiskárna, paměť na 100 výsledků
- Přenos výsledků do PC (RS-232C)
- Rozměry: 124 mm (šířka), 81 mm (hloubka), 36 mm (výška)
- Hmotnost: 180 g (bez baterií), 360 g (s připojenou tiskárnou)
- Napájení 2x AA baterie nebo z externího síťového napájecího zdroje (7,5 V)

Ceník stripů:

Aution Sticks 10EA **5,10 Kč bez DPH / ks**
(100 ks v balení)

Aution SCREEN **50,00 Kč bez DPH / ks**
(25 ks v balení)

MEDISTA, spol. s r.o.

U Krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



MEDISTA

Tel.: 241 444 525
241 444 637
241 444 668

Fax: 241 445 980

E-mail: medista@medista.cz

URL: <http://www.medista.cz>